

始業点検記録 RI 年 月

始業点検項目		点検内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
動作・安全性に関わる点検	異音・異臭の確認	確認															
	ガンマカメラの動作・安全確認	動作確認															
	寝台の動作・安全確認	動作確認															
	安全機構の動作確認	動作確認															
	モニタ上の表示確認	確認															
	コリメータの安全確認	確認															
品質・精度に関わる点検	バックグラウンド測定	測定・確認															
	エネルギー設定の確認	確認															
室内環境・清掃に関わる点検	操作室、検査室の温度・湿度	確認															
	装置の清掃	清掃・確認															
	検査室内の清掃	清掃・確認															
	検査室内汚染の確認	確認															
その他の点検	救急カート	確認															
点検者																	

備考					
	<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 50%;">所属長</td> <td style="width: 50%;">放射線機器管理士</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	所属長	放射線機器管理士		
所属長	放射線機器管理士				

良好 : 問題点あり x : 問題点解決 (x : 備考欄に要点記入)

始業点検記録 RI 年 月

	始業点検項目	点検内容	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
動作・安全性に関わる点検	異音・異臭の確認	確認																
	ガンマカメラの動作・安全確認	動作確認																
	寝台の動作・安全確認	動作確認																
	安全機構の動作確認	動作確認																
	モニタ上の表示確認	確認																
	コリメータの安全確認	確認																
品質・精度に関わる点検	バックグラウンド測定	測定・確認																
	エネルギー設定の確認	確認																
室内環境・清掃に関わる点検	操作室、検査室の温度・湿度	確認																
	装置の清掃	清掃・確認																
	検査室内の清掃	清掃・確認																
	検査室内汚染の確認	確認																
その他の点検	救急カート	確認																
		点検者																

備考					
	<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <tr> <td style="width: 50%;">所属長</td> <td style="width: 50%;">放射線機器管理士</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	所属長	放射線機器管理士		
所属長	放射線機器管理士				

良好 : 問題点あり × : 問題点解決 (× : 備考欄に要点記入)